


Anleitung



Vorbereitung

Silikon Schlauch über das CoolPack ziehen und 24 h im Gefrierschrank bei -17 °C abkühlen.



CoolPack mit Silikon Schlauch auf den Fuß der CoolBank setzen.
Achtung: Auslauf vorher einlegen! Den Hauptkörper überstülpen und mit einer 90°-Drehung verriegeln.



Frontverschluss einsetzen und Deckel schließen.

Deine CoolBank ist bereit.




Anwendung

Deckel abnehmen und Verschluss herausziehen. Der Auslauf wird dadurch automatisch hervorgezogen.

1. Die CoolBank an die Tischkante oder erhöht stellen.
2. Dein Glas unter dem Auslauf bereithalten.
3. Das zu kühlende Getränk oben eingießen.
4. Das kalte Getränk fließt nach 5 Sekunden in dein Glas.

Nach der Verwendung die CoolBank verschließen. So ist das CoolPack optimal isoliert.



Reinigung

Den Schlauch vom CoolPack trennen.



Einzelteile abwaschen.
Bis zu 50 °C spülmaschinengeeignet.



Achtung



Nicht geeignet für Bier oder andere stark kohlenensäurehaltige Getränke.

Reinigen Sie das CoolPack, den Silikon Schlauch und den Auslauf vor der ersten Nutzung. Inhalt des CoolPacks ist nicht für den Verzehr geeignet (Salzlösung).